

Ficha Técnica - EXAMGLO



Descrição

Luvas de látex de borracha natural e levemente lubrificadas com pó bioabsorvível de amido de milho. Punhos com bordas.

Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e levemente lubrificadas com pó bioabsorvível. Não estéril, validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

Aplicações

Indicada para ser utilizada nas mais diversas áreas e profissões, sendo recomendada principalmente para procedimentos não cirúrgicos, como anestesia, manipulação de instrumentos, laboratórios de análise, procedimentos odontológicos e outros que necessitem de proteção ao usuário e ao paciente.

Especificações Gerais

Modelo	EXAMGLO
Material	Látex Natural
Acabamento Na Palma	Superfície lisa
Acabamento Interno	Leve adição de pó
Formato	Ambidestra
Cor	Leitosa
Comprimento	23,5 cm
Espessura	0,175 mm
Esterilização	Não Estéril

Tamanhos disponíveis e códigos

EXAMGLO C/10			
Tamanho	Código	EAN	DUN 14
P	381860010	7896243102587	17896243102584
M	382860010	7896243102594	17896243102591
G	383860010	7896243102600	17896243102607
EXAMGLO C/100			
Tamanho	Código	EAN	DUN 14
P	381860060	7896243118311	17896243118318
M	382860060	7896243118328	17896243118325
G	383860060	7896243118335	17896243118332

Embalagem C/10

embalada com 10 unid. Saco
caixa com 80 Sacos com 10 unid.

Embalagem C/100

embalada com 100 unid. Caixeta
caixa com 10 caixetas

Certificação

CA	7058
CAD. ANVISA	10170480016
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
ICEPEX	Nº CE-LVL/ICEPEX-N 00024-05-4

Ficha Técnica - EXAMGLO



INSTRUÇÕES DE USO:

Verifique o tamanho correto das mãos e da luva, afim de evitar acidentes e fadiga excessiva.
Antes do uso, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições.
Recomenda-se retirar anéis, pulseiras e/ou adornos, para evitar danos à luva.
Calce as luvas com as mãos limpas e secas.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

MATRIZ: Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

FILIAL: Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP

CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.luvassanro.com.br

e-mail: latex@latexsr.com.br

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP

Para maiores informações, consulte o nosso site: www.luvassanro.com.br





EXAMGLO®

**LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS
DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL**

NÃO ESTERÉIS - LUBRIFICADAS COM POLIOBORÓNEO
SUPERFÍCIE LISA - AMBIDESTRA

Contém 100 Luvas

EXAMGLO®

EXAMGLO
LUBRIFICADAS COM POLIOBORÓNEO
SUPERFÍCIE LISA - AMBIDESTRA
NÃO ESTERÉIS

EXAMGLO